

CZTERY FUNKCJE: LASER Nd:Yag + RF MIKROIGŁOWA + RF THERMAGE + PLASMA SKIN


1. Laser Nd Yag Q-switched z systemem pracy nanosekundowym, posiada trzy długości światła: 532/1064/1320 nm. Przeznaczony jest do zabiegów: usuwanie tatuażu i makijażu permanentnego, przebarwień, włókniaków, brodawek, rumienia, wspomaganie leczenia trądziku, peeling węglowy, leczenie grzybicy paznokci oraz wykonywanie zabiegów regenerująco odmładzających.

Głowica emituje światło lasera o energii regulowanej od 10 do 1000 mJ i czasie emisji 10 ns. Głowica laserowa posiada wbudowaną czerwoną diodę, która naprowadza wiązkę lasera na punkty zabiegowe.



GŁOWICA ND:YAG Z FILTRAMI: 532, 1064, 1320 nm

2. Frakcyjne radiofrekwencja mikroigłowa zapewnia doskonałą skuteczności w odmładzaniu skóry, redukcji porów, trądziku i blizn potrądzikowych oraz usuwanie rozstępów poprzez selektywne oddziaływanie mikroigłami z równoczesną emisją fali radiowej na różnej głębokości skóry. Zabieg polega na wprowadzaniu mikroigłami bezpośrednio do wnętrza tkanki wiązki mikroprądów o częstotliwości radiowej z możliwością ustawienia głębokości wkłucia igieł w zakresie od 0,5 do 3 mm. Zestaw zawiera 10 nasadek z 81 igłami nie izolowanymi, i 10 nasadek z 49 igłami izolowanymi. Igły nie izolowane podgrzewają tkankę podskórną na całej długości igieł.



igły nie izolowane 81 pin

igły izolowane 49 pin

Taka technologia wykonania igieł całkowicie zabezpiecza naskórek przed oparzeniem i znacząco zmniejsza ból. Mikro nakłuwanie powoduje uszkodzenia mechaniczne skóry, które stymuluje procesy naprawcze. Fale radiowe stymulację tworzenia nowego kolagenu. Efekty terapii można podzielić na te od razu widoczne i te, które uaktywniają się z czasem. Bezpośrednio po zabiegu następuje obkurczenie się włókien kolagenowych, przez co skóra staje się bardziej napięta. Jednak to co najważniejsze, dzieje się przez kilka kolejnych tygodni, do 3 miesięcy po zabiegu. Następuje wówczas stymulacja powstawania nowego kolagenu, skręcania się i zagęszczania jego włókien oraz budowania między nimi nowych wiązań. Skóra staje się przez to jędrniejsza i sprężysta. Dzięki odbudowie kolagenu wypełniają się drobne zmarszczki twarzy, szyi i dekoltu. Ta metoda daje dobre efekty przy usuwaniu zmarszczek w okolicy oczu, a także przy podnoszeniu skóry i poprawie jej elastyczności.

3. Zabieg RF mikropunktowy typu „Thermage” polega na wprowadzaniu do tkanki wiązki fali radiowej frakcjonowanej mikropunktami o dużej energii cieplnej, co powoduje mocne ogrzanie tkanki od naskórka aż do skóry właściwej. W ten sposób wywołuje się szok termiczny prowadzący do wzbudzenia procesów regeneracji i przebudowy struktury kolagenowej. Poprzez frakcyjne mikropunktowe podgrzanie wywołujemy proces odnowy skóry właściwej, a w konsekwencji uzyskujemy efekt jędrniejszej i bardziej elastycznej skóry. Ten typ zabiegu jest przydatny dla pacjentów, którzy mają delikatną skórę i mogą mieć uczulenie od igieł.

4. Plasma Skin jest przeznaczone do zabiegów głębokiego liftingu skóry. Urządzenie wytwarza łuk elektryczny, który powoduje miejscową sublimację naskórka. Wskazaniem do zabiegów z wykorzystaniem plazmy azotowej jest lifting okolicy oka (blefaroplastyka), lifting dolnej części twarzy, leczenie utrwalonych, głębokich zmarszczek w okolicy oka i okolicy ust (tzw. zmarszczki palacza), usuwanie plam soczewicowatych i opornych przebarwień, usuwanie zmian skórnych oraz leczenie blizn i rozstępów.



GŁOWICA IGŁOWA DO ZABIEGÓW PLASMA SKIN



W ten sposób podgrzewane są równomiernie wszystkie warstwy skóry aż do tkanki podskórnej. Szczególnie skuteczne są zabiegi igłami izolowanymi. Bardzo cienkie igły izolowane pokryte są warstwą złota i warstwą silikonu. Wyklucza to przepływ prądu z igły do skóry na całej jej długości. Prąd jest emitowany tylko przy ostrzu. Tam wydziela się cała energia impulsu grzejąc silnie małe sfery tkanki wokół ostrzy igieł.

CENA BRUTTO: bez plazmy 41 900 zł., z plasmą 46 900 zł

Do urządzenia wystawiamy: certyfikat bezpieczeństwa CE, dwuletnią gwarancję i fakturę VAT. Zapewniamy: dostawę, uruchomienie, instruktarz obsługi i szkolenie z wykonywania zabiegów zakończone wydaniem dyplomu.

Naszą ofertę znajdziesz na stronie:

www.laserhitech.pl, www.laserhitecg.com.pl, www.laserhitech.com